



Rocam Losi Srl
Via dell'industria 33/35 - 20080 ALBAIRATE (MI) - ITALY
Tel. +39.02.94968356 r.a. - Fax +39.02.94968341
e-mail: rocam@rocam.it - www.rocam.it

Reg. Imp., C.F. e P. Iva IT 07013680967
R.E.A. MI 1929402 Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.

Art.:

ATHENA SAL 2
ATHENA SAL 2/AL
ATHENA SAL 3



Innholdsfortegnelse

1. Om håndboken	2
2. Sikkerhet og riktig bruk	2
3. Garanti	2
4. Installasjon og montering	2
5. Rengjøring og vedlikehold	2
6. Avfallshåndtering	3



Rev. 11/2014

Rocam Losi s.r.l. frasier seg ethvert ansvar for trykk- eller avskriftsfeil i dette dokumentet.
Rocam Losi s.r.l. kan endre innhold og opplysninger i dette dokumentet med det formål å bedre kvaliteten på sine produkter.
Dette dokumentet kan når som helst og uten varsel ikke betraktes som en kontrakt med tredjeparter.

1. Om håndboken

Brukeren må ha de fullstendige anvisningene. Brukeren må ta vare på dette dokumentet for senere bruk. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som oppstår som følge av feilaktig bruk av denne håndboken. Alle mål i denne håndboken er i mm.

2. Sikkerhet og riktig bruk



Rocam Losis produkter er i tråd med den siste teknologiske utviklingen og aktuelle sikkerhetsretningslinjer.

Trillebordet **ATHENA SAL**, som beskrives i denne håndboken, skal være i samsvar med direktiver og lokale regler, som en garanti for at produktet er sikkert og pålitelig. All annen bruk vil bli betraktet som i strid med det tiltenkte bruksformålet. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket av feil bruk. Ansvar for utelukkende ligger på brukeren. Riktig bruk omfatter også overholdelse av anvisningene for bruk og installasjon, eventuell tilleggsdokumentasjon samt vilkårene for inspeksjon og vedlikehold.

3. Garanti

Takk for at du har kjøpt et Rocam Losi-produkt! Produktet er designet og produsert for et profesjonelt miljø. På grunn av kommersielle og bygningsmessige krav forbeholder produsenten seg retten til å gjøre endringer for å forbedre kvaliteten og bruken av produktet. I samsvar med EU-lovgivning garanterer Rocam Losi s.r.l. for sine produkter i 24 måneder. Denne garantien omfatter ikke elektriske deler, arbeid og eventuelle utskiftninger som følge av feilaktig bruk av produktet. Enhver manipulasjon skal automatisk ugyldiggjøre produsentens ansvar. Produkter eller deler som skal skiftes ut eller repareres for utvetydige feil i utførelse og materialer, må gjøres tilgjengelige ved produsentens kontorer, der de etter en grundig inspeksjon vil repareres eller skiftes ut. Reparasjoner skal bare utføres ved produsentens hovedkontor, og ingen av kundens kostnader i forbindelse med reparasjonen vil bli refundert av produsenten med mindre dette er uttrykkelig avtalt.

4. Installasjon og montering



Dette produktet er pakket og sendt i montert tilstand. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for skader på ting eller personer som skyldes manglende overholdelse av anvisningene i denne håndboken. **Ikke utfør noen strukturelle endringer på trillebordet.** Elementene som sammen utgjør trillebordet (plast, polyuretanskum, bobleplast, isopor, papp og så videre), må som potensielle farekilder holdes unna barn, og avfallshåndteringen må skje i henhold til lokale bestemmelser.

5. Rengjøring og vedlikehold

Laminatdelene kan rengjøres med en fuktig klut. På vanskelige flekker kan du bruke en fuktig klut med litt alkohol. Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Kromdelene kan rengjøres med en klut fuktet med alkohol. Vi anbefaler at du alltid tørker av, slik at det ikke dannes ringer. Hjulene må rengjøres jevnlig slik at ikke smuss samler seg opp.





Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle strukturelle skader forårsaket av bruk av skadelige stoffer.

6. Avfallshåndtering

Enheten må kastes i henhold til lokale regler. Der det er mulig, skal de ulike komponentene demonteres og skilles fra hverandre.

Emballasjen (plast, skum, bobleplast, isopor, papp osv.) må som potensielle farekilder oppbevares unna barn. Avfallshåndteringen må skje i henhold til lokale regler.